

## Hüftschutzhose mit 1 Paar Ultraleichten Protektoren, Farbe weiß, Größen S-XXL


Art-Nr.: Tiersch-02-1001 / Hersteller: Tiersch Gesundheit

**44,50EUR** / Set

inkl. 19% USt. zzgl. 5,90EUR DHL-Versand

● Lieferzeit ca. 1 bis 2 Werktage

46 Sets auf Lager



### Perfekter Schutz bei Sturz - Für Männer und Frauen geeignet!

Bei sturzgefährdeten Menschen wächst mit zunehmenden Alter das Risiko sich bei einem Sturz eine Oberschenkelhalsfraktur zuzuziehen. Besonders an Demenz erkrankte Personen leiden unter Unruhe und Orientierungslosigkeit was Stürze häufig verursacht. Deshalb wird dringend empfohlen zur Verminderung von Sturzverletzungen eine Hüftschutzhose zu tragen. Durch das ständige Tragen der Hüftschutzhose soll das Risiko von schwerwiegenden Verletzungen (Frakturen), die bei einem Sturz entstehen können, vermindert werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Tragen von Hüftschutzhosen (Protektor Hosen) Verletzungen in jedem Fall verhindern! Durch seitliche Innentaschen direkt auf Höhe des Hüftgelenks, können unsere Hüftschutzprotektoren in die

Hüftschutzhose integriert werden. Die Protektoren bestehen aus PU-Schaum, der sich durch Temperatureinwirkung dem Körper optimal anpasst.

- Schützt den Oberschenkelhals bei Sturz
- Beugt Sturzverletzungen vor
- Angenehmer Tragekomfort, funktionell, wirtschaftlich
- Protektoren sehr flach, einfach zu handhaben, optimaler Schutz
- Angenehmes Tragen auch beim schlafen

**Material Hüftschutz Hose**

90% Baumwolle, 10% Elasthan (230g/m2)

**Material Protektoren**

Viskoelastischer PU-Schaum

(Protektoren können mit den üblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden.)

- Form- und Größenbeständigkeit auch nach mehrmaligem Waschen
- Die Protektoren können vom Träger nicht so schnell entfernt werden
- Protektoren bestehen aus viskoelastischen Polyurethanschaum (PU)
- Taschen für die Hüftschutzprotektoren sind überlappend genäht
- langlebig , wirtschaftlich und funktionell
- alle Nähte sind doppelt vernäht

**Maßtabelle Damen und Herren**

Maße International	S	M	L	XL
Hüftumfang in cm	90-96	97-104	105-112	113-121

**Pflegehinweise Hose**

Waschen bei 60 °C	Bleichen nicht erlaubt	Bügeln mit geringer Temperatur	Reinigung mit allen Lösungsmitteln	Trommeltrocknen niedrige Temperatur
Image not readable or empty images/quellbilder/produkte/Massage/rollen/Wasche/Wäsche/rollen/Bleiche/produkte/Verschleiß/rollen/legende/Wasche/rollen/Bleiche/produkte				
Waschen 60 °C	Bleichen nicht erlaubt	Bügeln mit geringer Temperatur	Reinigung mit allen Lösungsmitteln	Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)

- Protektoren können mit den üblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden

**Warnhinweis: Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Sturzverletzungen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.**

**verfügbare Optionen**

**Größe**

S

M

L

XL

2XL (+2,38EUR)

3XL (+9,52EUR)

---