

Aufstehhilfe Sabina II EE, Tragfähigkeit bis 200 Kg

Art-Nr.: Liko-2020003 / Hersteller: Liko



3.950,80EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 19,78EUR DHL-Versand

● Lieferzeit ca. 8 bis 14 Werktage

2 Stück auf Lager



Der weltweit beste Aufstehlifter! Sabina ist ein praktischer und vielseitiger Aufstehlifter, der für Pflegebedürftige gedacht ist, die aktiv am Aufstehvorgang teilnehmen können. Das Aufstehen erfolgt mit Hilfe einer Aufstehweste, die den Oberkörper des Pflegebedürftigen anhebt. Um den Bedürfnissen unterschiedlicher Pflegebedürftiger gerecht zu werden, sind mehrere verschiedene Arten von Aufstehwesten erhältlich. So kann die Weste z.B. unter den Armen des Pflegebedürftigen oder an den Armaußenseiten anliegen. Wenn der Pflegebedürftige sich in einer stehenden Position befindet, geht z.B. ein Transfer in einen Rollstuhl oder auf die Toilette leicht und problemlos vonstatten. So führt der Pflegebedürftige im Zusammenhang mit dem Transfer des Weiteren wichtige Stehübungen durch.

Wichtige Merkmale

- Ein großes Sortiment an Zubehörteilen für vielerlei individuelle Anpassungen
- Höhenverstellbar, für unterschiedlich große Pflegebedürftige
- Kann unter den Armen oder an den Armaußenseiten heben
- Kann für Transfers von einer sitzenden in eine andere sitzende Position verwendet werden
- Die Unterschenkelrolle sowie die Fußstütze können bei Bedarf leicht entfernt werden
- Stützweste und Hebebügel wählen Sie über Option

Produktbezeichnung	Sabina II EE
Max. Tragfähigkeit	200 kg

Gewicht	45 kg(abhängig von Zubehör)
Höhe des Fahrgestells	11 cm
Breite	69 cm
Länge	106 cm
Material	Stahl
Notabsenkung	Mechanisch und elektrisch
Verbreiterung des Fahrgestells	Elektrisch
Fernbedienung	ja

Hilfsmittelnummer: 22.40.01.1010

verfügbare Optionen

Stützweste, Modell 91

bitte wählen

Größe S, mit Polsterung (+454,58EUR)

Größe M, mit Polsterung (+454,58EUR)

Größe L, mit Polsterung (+454,58EUR)

Größe XL, mit Polsterung (+525,98EUR)

Hebebügel

bitte wählen

350mm Hebebügel (+390,32EUR)

Comfort Hebebügel 600mm (+504,56EUR)