

Gleituch für Patiententransfer blau 70x130 cm

Art-Nr.: Tiersch-12-1005 / GTIN: 4260389850054 / Hersteller: Tiersch Gesundheit

82,50EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 5,90EUR DHL-Versand

Staffelpreise

Ab 2 Stück 63,07EUR - Sie sparen 19,43EUR

● Lieferzeit ca. 1 bis 2 Werktage

7 Stück auf Lager



Diese Gleitmatte ist ein verschiebbarer Endlos-Schlauch aus Nylongewebe, er ist sehr glatt und gleitet deshalb besonders gut. Die Gleitmatte erleichtert den Transfer des Patienten im Bett. Schwere, immobile oder schmerzempfindliche Patienten können von der Pflegekraft leichter und für den Patienten schonend und verletzungsfrei bewegt und ohne große Anstrengung umgelagert werden. Durch das Gleiten der Nylonbahnen aufeinander werden Einwirkungen von Reibungs- und Scherkräften auf der Haut des Patienten beim Umlagern weitgehend vermindert. Die Gleitmatte wird vor allem im Bett zum Drehen oder Lagern eines Patienten auf die Seite oder zum Bewegen Richtung Kopfende verwendet.

Material

- 100% Nylon (silikonbeschichtet)

Größe

- 70x130cm

Farbe

royalblau

Pflege/Reinigung

- bei 60°C waschbar

- Wischdesinfektion/Flächendesinfektion (Verwendet werden können alle zugelassenen Desinfektionsmittel gemäß DGHM-Liste zur Flächendesinfektion)

- nicht geeignet für chlorhaltige oder chlorabspaltende Desinfektionsmittel

Achtung: Diese Gleitmatte darf nur zur Umlagerung oder Positionierung und nicht zum Heben verwendet werden!