

Einbeinhose, Beinbeutel Halterung

Art-Nr.: 10000 / Hersteller: Tiersch Gesundheit



32,73EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 5,90EUR DHL-Versand

Staffelpreise



Ab 2 Stück 32,08EUR - Sie sparen 0,65EUR

Ab 3 Stück 31,42EUR - Sie sparen 1,31EUR

Ab 4 Stück 31,09EUR - Sie sparen 1,64EUR

● Lieferzeit ca. 1 bis 2 Werktage

36 Stück auf Lager



Die Einbeinhose mit Seitentasche ist die einfachste Möglichkeit Beinbeutel bequem am Oberschenkel zu tragen. Die Tasche verfügt über einen unteren Ausgang. Die Schlaufe oberhalb der Tasche hilft den Schlauch des Beinbeutels optimal zu befestigen. Somit kann sich der Benutzer ohne Einschränkungen bewegen. Die Urinbeutelhose ist für Urinbeutel bis zu einem Fassungsvermögen von ca. 750 ml geeignet. Durch den weichen Gummiband und Gurtschnellverschluss lässt sie sich dem Bauchumfang anpassen und problemlos An- und Ausziehen.

- Material Hose: 90% Baumwolle, 10% Elasthan
- Material Gummiband: Textilbeschichteter Gummi
- Material Verschluss: Plastik

Maße

Größe | Bundweite in cm | Knieweite in cm

S	70-80	28-38
M	80-90	30-44
L	90-100	32-50

XL	105-115	34-56
XXL	120-135	36-62

verfügbare Optionen

Größe

S
M
L
XL (+9,52EUR)
