

## Lagerungsrolle für die Pflege 120 cm lang, Ø 20 cm

Art-Nr.: Tiersch-06-1073 / Hersteller: Tiersch Gesundheit

**59,00EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 5,90EUR DHL-Versand

● Lieferzeit ca. 3 bis 5 Werktage

1 Stück auf Lager



Stark beanspruchte Körperteile können mit dieser Lagerungsrolle optimal gelagert werden. Die empfindlichen Körperstellen sind damit ideal entlastet. Die Außenhülle der Lagerungsrolle besteht aus einem weißen Baumwolle/Polyester Bezug. Gefüllt ist die Lagerungsrolle mit einer Kombination aus Schaumstoffstäbchen und PP-Schwarz Kügelchen welche auch nach mehrmaligem waschen ihre Form und Bauschkraft behalten. Zum waschen in der Waschmaschine bis zu 60°C geeignet.

### Material

Körper/Hülle: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Füllung: 60% 28er Würfel, 40% PP-Schwarz Kugeln

- Durchmesser 20 cm
- Länge 120 cm
- Gewicht ca. 1,2 Kg
- waschen mit 60°C