

Rückenstützkissen mit Fahne für Seitenlagerung, 80x40 cm

Art-Nr.: Tiersch-06-1998 / Hersteller: Tiersch Gesundheit

92,11EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 5,90EUR DHL-Versand

🟡 Lieferzeit ca. 3 bis 5 Werktage

11 Stück auf Lager



Dieses Rückenstützkissen unterstützt den Patienten in einer stabilen Seitenlage, besonders bei der 30° Lagerung. Wegrutschen und Positionsveränderungen werden auch in Schräglage verhindert, da der Patient mit seinem eigenen Gewicht auf der Stofffahne liegt. Gleichzeitig wird der Rücken sicher gestützt und gelagert. Dieses Kissen passt sich optimal an die Körpergrenzen an und besitzt eine hohe Modellierfähigkeit. Durch den Einsatz dieses Stützkissens wird der Pflegeaufwand deutlich reduziert.

Material

Körper/Hülle: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Füllung: 60% 28er Würfel, 40% PP-Schwarz Kugeln

Pflegehinweise

- waschbar bei 60 °C
- nicht bleichen
- nicht in Wäschetrockner geben
- keine chemische Reinigung
- nicht bügeln

Größe

Kissen: 80x40 cm

Fahne: 80x35 cm