

Beinkissen mit 4 Kammern, 90x90 cm

Art-Nr.: Tiersch-06-1902 / Hersteller: Tiersch Gesundheit

123,47EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 5,90EUR DHL-Versand

● Lieferzeit ca. 1 bis 2 Werktage

100 Stück auf Lager



Das Kammerkissen eignet sich zur Druckentlastung von Gliedmaßen aller Körperregionen, besonders für Beine und Fersen. Der Auflagedruck wird beim Hochlagern durch die einzeln modellierbaren Kammern vermindert. Die Kammern ergeben übereinander geschichtet eine stabile Position der Beine und optimale Druckentlastung der Ferse. Die Stege zwischen den Kammern ermöglichen leichtes Umschlagen der Kammern.

Material

Körper/Hülle: 65% Polyester, 35% Baumwolle

Füllung: 60% 28er Würfel, 40% PP-Schwarz Kugeln

Pflegehinweise

- waschbar bei 60 °C
- nicht bleichen
- nicht in Wäschetrockner geben
- keine chemische Reinigung
- nicht bügeln

Größe

Breite: 90 cm