

Badewannendrehsitz BES 120

Art-Nr.: Drive-550600200 / GTIN: 5055785701616 / Hersteller: Drive Medical

157,00EUR / Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

● Lieferzeit ca. 1 bis 2 Werktage

10 Stück auf Lager

Dieses Produkt ist versandkostenfrei!



- Macht das Ein- und Aussteigen bequemer und sicherer
- Um 360° komfortabel in vier Stufen drehbar
- Automatische Arretierung 90°
- Passt in alle Standard-Badewannen
- Fixierung durch Stellschrauben mit Endkappen
- Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Auflagebügel mit rutschhemmendem Kunststoffmantel
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen

Technische Daten

- HMV-Nr 04.40.02.3020
- Gesamtbreite 78 cm
- Sitzbreite 40 cm
- Sitztiefe 40 cm
- Verstellung 4 x 90° cm
- Rückenlehne Breite 38 cm
- Rückenlehne Höhe 40 cm
- Gesamtgewicht 5 kg

- Max. Belastung 120 kg
- Farbe weiß