

## Duschstuhl DS 130 mit Armlehnen

Art-Nr.: Drive-550200200 / Hersteller: Drive Medical



**143,43EUR** / Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

● Lieferzeit ca. 3 bis 5 Werktage

9 Stück auf Lager

Dieses Produkt ist versandkostenfrei!

- Bequem, sicher und stabil
- Große Sitzfläche mit Ablaufschlitzen
- Hygieneaussparung erleichtert die Intimpflege
- Fünffache Sitzhöhenverstellung durch Teleskopbeine
- Sicherer Stand durch GummifüÙe
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Einfach zu reinigen

### Technische Daten

HMV-Nr: 04.40.03.1021

Gesamtbreite: 51 cm

Gesamthöhe: 71 cm

Gesamttiefe: 52 cm

Sitzbreite: 41 cm

Sitzhöhe: 45 - 53 cm

Sitztiefe: 43 cm

Höhe-Verstellung: 63 - 71 cm

Gesamtgewicht: 4.5 kg

Max. Belastung: 130 kg

Farbe: weiß