

## Kopfschutzhelm Starlight® Base

Art-Nr.: Ato-Form-C402001 / Hersteller: Ato-Form



**308,21EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 5,90EUR DHL-Versand

● Lieferzeit ca. 3 bis 5 Werktage

5 Stück auf Lager



Dieser Kopfschutzhelm ist aus hochwertigem, strapazierfähigen Baumwollgemisch sorgfältig verarbeitet. Neben der seitlichen Schutzfunktion und der guten Passform bietet der Kopfschutz eine gute Luftzirkulation. Je nach Indikation kann der Protektor optional mit einem anklettbaren Stirn- und/oder Nackenpolster ergänzt werden. Eine relative Schutzwirkung im oberen Kopfbereich wird durch ein variabel klettbares Kreuzpolster aus stoßabsorbierendem Schaumstoff erreicht. Durch einen einstellbaren Kinnriemen und je nach Indikation wählbaren Verschlüssen wird eine individuelle und passgenaue Fixierung erzielt.

### Über Rezept erhältlich

Hilfsmittelnummer: 99.17.01.0003

Beratung und Bestellung unter: **0800 7080801**

### Zubehör (über Option auswählbar)

- Kinnschutz
- Stirnschutz
- Nackenschutz

**Verschlussarten (über Option auswählbar)**

- Klettverschluss (Standard)
- Fixlockverschluss

**Technische Daten:**


Starlight® Base	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5
Artikelnummer:	C 402001	C 402002	C 402003	C 402004	C 402005
Kopfumfang:	47-49 cm	50-52 cm	53-55 cm	56-59 cm	60-62 cm
Füllung:	Fest / weiche Schaumstoffkombination				
Gesamtgewicht:	ca. 100 g	ca. 110 g	ca. 120 g	ca. 130 g	ca. 140 g

**Kopfschutzhelm richtig ausmessen**

A, B, C und D Maß bei Option eintragen.







\*Hinterhauphöcker

Die Kö  
bestim  
indem  
Maßba  
les Sc  
gemäß  
abgeb  
verwe

**A** =  
(Kop  
über  
  
**B** =  
(Mitte  
haup  
  
**C** =  
(Übe  
von C

**Achtung:**

Jeder Kopfschutzhelm wird individuell aufgrund der Maßangaben gefertigt. Umtausch/Rückgabe ist ausgeschlossen da Sonderanfertigung.

### verfügbare Optionen

**Maß A**

bitte ausfüllen

---

**Maß B**

bitte ausfüllen

---

**Maß C**

bitte ausfüllen

---

**Maß D**

bitte ausfüllen

---

**Kopfumfang**

47-49cm  
50-52cm  
53-55cm  
56-59cm  
60-62cm

---

**Farbe**

Bitte auswählen  
blau  
bordeaux  
grau  
grün

---

**Stirnschutz**

bitte wählen  
ohne Stirnschutz  
mit Stirnschutz (+62,65EUR)

---

**Kinnschutz**

bitte wählen  
ohne Kinnschutz  
mit Kinnschutz (+62,65EUR)

---

**Nackenschutz**

bitte wählen  
ohne Nackenschutz  
mit Nackenschutz (+62,65EUR)

---

**Verschlüsse**

bitte wählen  
mit Klettverschluss  
mit Fixlockverschluss (+40,16EUR)

---